


## ピペット用チップ


各種ピペット（特殊なピペットを除く）に適合します。ラック入り、滅菌タイプもあります。  
チップ、ラックともに国内製造です。



品番	容量	全長	材質	カラー	仕様	入数	大箱
GYS-001	10 $\mu$ L	31mm	PP	クリアー		1,000本/袋	20,000本
GYS-001R						96本x10ラック/箱	50ラック
GYS-001RS					滅菌	96本x10ラック/箱	50ラック
EYS-001	10 $\mu$ L	46mm	PP	クリアー		1,000本/袋	20,000本
EYS-001R						96本x10ラック/箱	50ラック
EYS-001RS					滅菌	96本x10ラック/箱	50ラック
GYS-021	200 $\mu$ L	53mm	PP	クリアー		1,000本/袋	30,000本
GYS-021R						96本x10ラック/箱	50ラック
GYS-021RS					滅菌	96本x10ラック/箱	50ラック
EYS-011	200 $\mu$ L	53mm	PP	イエロー		1,000本/袋	30,000本
EYS-011R						96本x10ラック/箱	50ラック
EYS-011RS					滅菌	96本x10ラック/箱	50ラック
GYS-022	1,000 $\mu$ L	80mm	PP	クリアー		1,000本/袋	10,000本
GYS-022R						96本x10ラック/箱	50ラック
GYS-022RS					滅菌	96本x10ラック/箱	50ラック
EYS-012	1,000 $\mu$ L	70mm	PP	ブルー		1,000本/袋	10,000本
EYS-012R						96本x10ラック/箱	50ラック
EYS-012RS					滅菌	96本x10ラック/箱	50ラック

## ピペット用チップラック

片手で開閉可能なチップラックです。




YS-001 はリバーシブルで、10 $\mu$ L、200 $\mu$ L チップに対応しています。

品番	規格	入数
YS-001	10 $\mu$ L、200 $\mu$ L チップ用ラック	10ラック
YS-002	1,000 $\mu$ L チップ用ラック	10ラック

# トランスファーピペット（スポイト）

PE 製で検体の移送に適します。



品番	規格	材質	仕様	入数
TYS-105	1mL スポイト	PE		2,000 本 (100 本 x20 袋) / 箱
TYS-105A				1,000 本 (100 本 x10 袋) / 箱
TYS-105S			滅菌	1,000 本 (10 本 x100 袋) / 箱
TYS-109	2mL スポイト	PE		1,000 本 (100 本 x10 袋) / 箱
TYS-109S			滅菌	1,000 本 (10 本 x100 袋) / 箱
TYS-305	3mL スポイト	PE		500 本 / 箱
TYS-305S			滅菌	1,000 本 (10 本 x100 袋) / 箱

# サンプリングチューブ

透明度が高く、目盛がシンプルでサンプルの目視が容易です。




品番	規格	材質	仕様	入数
YST-15	1.5mL サンプリングチューブ	PP		500 本 / 袋
YST-15S			滅菌	250 本 (50 本 x5 袋) / 箱
YST-15NC	1.5mL キャップレスサンプリングチューブ	PP		1,000 本 / 袋
YST-15NCS			滅菌	500 本 (50 本 x10 袋) / 箱
YST-19	1.9mL サンプリングチューブ	PP		500 本 / 袋
YST-19S			滅菌	250 本 (50 本 x5 袋) / 箱

# マイクロプレート

透明度の高い PS 製です。プレートの歪みが少なく、オートメーションシステムに最適です。

全てのプレートは SBS 規格に準じています。



品番	規格	容量	材質	仕様	入数
YSP-96U	96 ウェルマイクロプレート U 底	320 $\mu$ L	PS		100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱
YSP-96US				滅菌	100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱
YSP-96UC	96 ウェルマイクロプレート U 底 蓋付				100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱
YSP-96UCS				滅菌	100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱
YSP-96F	96 ウェルマイクロプレート F 底	370 $\mu$ L	PS		100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱
YSP-96FS				滅菌	100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱
YSP-96FC	96 ウェルマイクロプレート F 底 蓋付				100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱
YSP-96FCS				滅菌	100 枚 (5 枚 x20 袋) / 箱

## トレンドサイン株式会社



〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館 10F  
 TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722  
 URL: <https://www.trendsign.co.jp> E-mail: [info@medicaldispo.jp](mailto:info@medicaldispo.jp)